

すべての人に笑顔を…

姿勢補助手すり

# 楽助さんⅡ


らくすけ



開発監修: 昭和伊南総合病院

どこでも必要な時にサッと設置!  
ご利用者の体の状態に合わせた  
最適な座位姿勢を保つことができます。

あらゆるシーンでの座位保持でご使用いただけます



排泄姿勢保持



車いす・介護いすでの姿勢保持



ベッドサイドでの端座位保持

排泄時の転倒・転落事故防止に役立ちます

椅座位時のずっこけ座りを予防できます

安全に端座位が取れることで離床機会が増えます

ご利用者のADL・QOLが向上し、介護者の  
見守り負担軽減など環境改善に繋がります

もっと安心・便利に!!

フレーム前方とマットの形状を変更し、従来品と比較して前方へ傾きにくくなり安定性が向上しました。



すべての人に  
笑顔を…

姿勢補助手すり

# 楽助さんⅡ

らくすけ



## コンパクトサイズ

狭いスペースでも設置できるので、様々な場所でご利用いただけます。利用しないときは折りたたんで収納できるので、無駄な場所を取りません。

## 簡単な調整

ご利用者の体格や身体状況に合わせて、マットの高さ・角度を簡単に調整できます。

## いつでもどこでも使えます

固定式でないため、設置工事不要です。持ち運びもコンパクトで楽々です。



狭いトイレでも使えます



折りたたんで場所をとりません




高さや角度が調整できます

## 仕様

寸法	W630mm×H610~730mm×D620mm(使用時) マット面寸法 W470×D280mm
重量	5.0kg
マット面高さ	610~730mm (5段階、30mmピッチ)
マット面角度	0° 15° 30° 45°
最大使用者体重	100kg
材質	マット：PVCLゼラー、ウレタンフォーム フレーム：鉄(めっき処理)、ステンレス
使用環境	前方スペース50cm以上 設置場所の幅70cm以上
TAISコード	01239- 000009 (その他の支持用具)

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。



アイデアグループ

企画・販売元 **アイデアライフケア株式会社**

製造元 **アイデアシステム株式会社**

〒394-0004 長野県岡谷市神明町4-1-21  
TEL 0266-24-3377 FAX 0266-24-2773

<http://www.idea-gr.co.jp/>

**無料でお試しできます。** 詳しくはお問い合わせください。

●お問い合わせ